

## **Установка программы «Гамма-Мультивокс С»**

Установка программы производится запуском MSI пакета DicomServer.msi из папки дистрибутива. Перед установкой в операционную систему должен быть установлен пакет Microsoft .Net 3.5 SP1. Установка производится модулем установки Microsoft Windows Installer v3.1 и выше.

Установка программы «Гамма-Мультивокс С» проста и сводится к нажатиям кнопок «Далее – Далее – Готово».

Установка пакета DicomServer.msi нуждается в следующих правах доступа:

- Запись в папку Program Files
- Изменение настроек брандмауэра Windows (в случае, когда брандмауэр Windows отсутствует, пользователю предлагается нажать на кнопку «Игнорировать» в диалоге с сообщением о неудачной попытке операции с брандмауэром windows; кнопку необходимо нажимать несколько раз)

Чтение и запись элементов в ветке HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM реестра